

Apteo Kompres żelowy ciepło-zimno 10 x 26,



nasza cena: 22,05 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt. (+ pokrowiec)
Postać	-
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	-

Opis produktu

Apteo Care Kompres żelowy zimno-ciepło 10cm x 26,5cm x 1 sztuka

Działanie Apteo Care Kompres żelowy zimno-ciepło:

Wykonany z nietoksycznego żelu kompres o praktycznym kształcie z bezpiecznymi zaokrąglonymi rogami. Apteo Care Kompres żelowy zimno-ciepło przeznaczony jest do stosowania na różne partie ciała w celu ich ogrzania bądź schłodzenia. Zimny kompres przyczynia się do miejscowego obniżenia temperatury ciała, co pozwala zmniejszyć ból i obrzęk. Terapia zimnem polecana jest w przypadku urazów i kontuzji, a także stanów zapalnych. Ciepły kompres wpływa na stymulowanie przepływu krwi, ograniczając równocześnie dyskomfort np. w przypadku napięcia mięśni lub stresu.

Zastosowanie:

Apteo Care Kompres żelowy zimno-ciepło przeznaczony do samodzielnego wykonywania zabiegów z wykorzystaniem ciepłych lub zimnych okładów. Stosować w przypadku: siniaków, bólu mięśni, stanów zapalnych, skręceń i obrzęków, bólu głowy i zębów, drobnych oparzeń, ukąszeń, zadrapań, krwawienia z nosa (terapia zimnem) lub zapalenia nadgarstka, stawów, zatok, ścięgien, przykurczów mięśniowo-więzadłowych, zaburzeń miesiączkowania lub w celu ogrzania rąk (terapia ciepłem).

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. W przypadku wystąpienia dyskomfortu podczas stosowania kompresu zaleca się przerwać zabieg. Produkt wielokrotnego, w opakowaniu miękkiego pokrowca.

Sposób użycia Kompresu żelowego zimno-ciepło Apteo Care:

Przed zastosowaniem zaleca się zapoznać z ulotką informacyjną. Terapia zimnem: kompres schować do zamrażalnika na 2 godziny (temperatura -15st. C), ewentualnie pozostawić w lodówce na 4 godziny. Kompres owinąć czystym ręcznikiem lub pokrowcem, następnie przyłożyć w odpowiednim miejscu na ciele. Terapia ciepłem: kompres pozostawić przez 5-7 minut w gorącej wodzie o temperaturze 70-80st. C lub przez 5 minut w wodzie o temperaturze 100st. C. Podobnie jak w przypadku schłodzonego kompresu ostrożnie owinąć go ręcznikiem lub pokrowcem i przyłożyć do ciała. Nie należy aplikować bezpośrednio na uszkodzoną skórę, w takim przypadku należy najpierw założyć opatrunek jałowy. Kompres można pozostawić na ciele nie dłużej niż 20 minut, przy czym zabieg można powtórzyć po odczekaniu 20 minut. Jeśli objawy nie ustępują, zaleca się skonsultować z lekarzem.

